



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA
İ. SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MICROBIOLOGIC SAFTY CABIENT BİYOGÜVENLİK KABİNİN PERİYODİK BAKIM VE KALİBRASYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD	İMİ.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

- 1- Nuve marka ,model MN 120 , yıl 2008 , ve seri no: 02-0335 nolu biogüvenlik kabini
- 2- Cihazın periyodik bakım yapılacaktır.
- 3- Hepa filtreler değişecek.
- 4- Doop testi yapılacak.
- 5- Hava akış ölçüm hızı yapılacak.
- 6- Akrediteli firmaya kalibrasyon yaptırılacak.
- 7- Yapılan test sonuçları laboratuvar birim sorumlularına teslim edilecektir.
- 8- Yetkili firmaya yaptırılması
- 9- Yapılan testler 1(bir) yıl geçerli olacaktır.

Mak. Mm. Yüksel YAŞAR
Bursa Sağlık İl Müdürlüğü
Teknik Destek Birim Sorumlusu


Çetin BAYRAKÇI
Elektrik Teknisyeni
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü


Bursa Sağlık İl Müdürlüğü
Fikret ÖZKAR
Motor Teknisyeni